

富士宮市物品等購入公募型指名競争入札

- 1 入札番号 第20029号
- 2 物品購入名 高度救命処置用資機材
- 3 納入場所 富士宮市西消防署
- 4 納 期 令和8年3月20日
- 5 概 要 別紙のとおり
同等品不可
- 6 参加資格要件
- (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
- (2) 富士宮市物品購入の入札参加資格の認定を受けている者
- (3) 富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けている期間中でない者
- (4) 静岡県内の本店または支店、営業所で営業種目【08 医療・衛生・薬品】登録者
- 7 申 込 手 続 等 富士宮市物品購入等公募型指名競争入札参加申請書（別記様式）をファクシミリ又は郵送（提出期日までに必着）で申請すること。
※ 申請後必ず契約管理課契約係に電話連絡すること。
- 8 申請書提出日時 令和7年9月2日午後2時まで

富士宮市物品購入等公募型指名競争入札参加申請書

令和 年 月 日

富士宮市長 あて

上記の物品等購入案件について、入札に参加したいので申請します。

住 所 商 号 又 は 名 称 代 表 者 職 氏 名			
電 話 番 号		FAX 番 号	
担 当 者			

(送信票は必要ありません。この申請書のみFAXしてください。)

富士宮市総務部契約管理課

TEL : 0544-22-1121

FAX : 0544-22-1142

※FAX送信後は、必ず電話で受信確認をしてください。

高規格救急自動車積載高度救命処置用資機材仕様書

令和 7 年度

富士宮市消防本部

第1 総 則

1 目的

この仕様書は、富士宮市消防本部（以下「本部」という。）が西消防署の高規格救急車に配置する高度救命処置用資機材（以下「救急資機材」という。）の仕様について定める。

2 購入数量 別紙のとおり

3 条件

救急資機材は、この仕様書に適合するとともに、次の条件を満たす最適の構造及び機能を有するものであること。

- (1) 救急業務実施基準（昭和39年3月3日付け自消甲教発第6号通知。）第10条に規定する要件に適合するものであること。
- (2) 救急資機材は、納車時期に合わせ、最新製造品（3か月以内）を納入するものとする。
- (3) 救急資機材は、その機能及び取扱方法を考慮し、適切な位置に安全・確実に積載又は収納されているものとする。
- (4) 救急資機材は、同等品不可とする。ただし、生産終了等の場合は後継品可とする。

第2 一般事項

1 協議事項

受注者は、契約後、救急自動車納入業者（別途契約）と協議し、納入時期等協議事項の確認をすること。

2 検査事項

検査は、救急自動車納入時に本部職員と共に行うこと。

3 技術指導

受注者は完成車両納入後、技術指導員を本部の指定する日時、場所に出向させ、各装置の取扱指導を実施すること。

4 資機材管理、費用の負担

- (1) 納入前の救急資機材が損傷した場合は本部に連絡し、一切の責任を負うこと。
- (2) 回送、試験、技術指導等に関わる費用は、受注者負担とする。

5 保証

納入後、1年以内に生じた故障（事故及び過失における故障を除く。）は、受注者の責任において無償で修理、交換、その他必要な処置を講ずるものとする。ただし、組立て、材質その他の理由により、故障し、破損し、若しくは欠陥が生じたとき、又はこれらに欠陥が明白であるときは、これらの修理又は交換を速やかに、かつ無償で行うものとし、その期間は1年に限らず、この車両の使用期間中とする。

6 疑義事項

製作に際して本仕様書内容に疑義が生じた場合は、本部と協議の上、変更等の必要がある場合は書類で提出し、承認を得ること。

7 その他

- (1) 本仕様書に定めのない事項であっても、当然必要となることは実施すること。
- (2) 契約後、本仕様書内容の付属品等にも新製品が発表された場合は、本部と協議し変更の有無の承認を得ること。

8 納入場所

富士宮市宮原1-2-2（富士宮市 西消防署）

9 納入期限 令和8年 3月20日

第3 その他補則

- 1 納入業者は本部へ資機材を納入した後、高規格救急車の受注者と共に積載を行い、資機材の作動状況を確認すること。
- 2 納入時の提出書類は、次に掲げるものとする。
 - (1) 資機材取扱説明書 1部
 - (2) 資機材の写真 2部
- 3 検収は、この仕様書に基づき総合的検査を実施し、不良品等が生じた場合は不合格とするので、早急に対策を講ずること。

- 4 保証期間は、公表された期日若しくは1年とする。なお、保証期間終了後、設計、材質等の不備に起因すると認められる不具合が生じた場合は、無償で改修すること。
- 5 各スイッチにはON及びOFFの表示をすること。
- 6 本部が指示した事項は、この仕様書の追補とする。
- 7 各資機材には「富士宮市消防本部 西消防署」のステッカーを張ること。

	商品名	規格	個数
1	日本船舶薬品 携帯用電動吸引器 パワーミニックⅡ	BE-1010-225 PM2-800	1台
2	日本船舶薬品 パワーミニックⅡ専用充電ブラケット	200194300	1個
3	新鋭工業 パワーミニックⅡ用シガーライターコード	200194326	1個
4	日本船舶薬品 パワーミニックⅡ P E S S フィルター (5個入)	BE-3010-130	2セット
5	日本船舶薬品 P E S S ケースCOMP	BE-3010-131	1個
6	新鋭工業 シリコン吸引ホース	200190025 8x14 1.2m	2個
7	新鋭工業 カテーテルコネクタ	S-5 VL-60㍉	4 個
8	新鋭工業 パワーミニックⅡホースフック	200194322 2㍉	1セット
9	新鋭工業 パワーミニックⅡ専用電池N I -MHバッテリー	200194323	1個
10	日本船舶薬品 パワーミニックⅡ吸引ボトル式	200194310	1個
11	ウェルチアレン L E D 喉頭鏡セットA	マキントッシュ	1セット
12	ウェルチアレン 予備電球	06000-LED ハロゲ ンファイバ ーコウトウキョウ㍉	1個
13	アイエムアイ アンブ蘇生バッグマークⅣセット	セイジ ㍉㍉	1セット
14	アイエムアイ アンブ蘇生バッグマークⅣセット	ベ ビ ー㍉	1セット
15	アンブ アンブ蘇生バッグ シリコン製オーバルプラス	ショウ㍉㍉	1個
16	アンブ シリコンカフ フェースマスク 小児用	10202684 NO.2	1個
17	コーケンメディカル 搬送用人工呼吸器ANSWER Dセット	KOM299DS	1台
18	コーケンメディカル ディスポ呼吸回路セット (3セット入)	KOM2941-3F	1箱
19	ブラム カラー駆血帯	ビ ㍉	2本
20	日本船舶薬品 S o f t e n ピロー	TT-1336-001	2個
21	日本船舶薬品 雨おおい (フレーム金具付)	TT-1026-002	1個
22	ファーノ J インク スクープストレッチャーセット	モ デ ㍉5EXLビ ㍉㍉㍉㍉	1式
23	日本船舶薬品 レスキューシート	モ デ ㍉44	1個
24	日本船舶薬品 救急分娩セット	FA-3024-171	1セット
25	アイエスケー じゅすい盆	N10035 700CC ビ ㍉	1個
26	ビップ 尿器 男性用「コ・ボレーヌ」	126328 S082 1000mL	1個
27	ビップフジモト 尿器 「コ・ボレーヌ」	ジ ョセ㍉㍉	1個
28	ナビス 差込便器 (プラスチック製) フタ付	8-2498-02 JCS0001A 1300mL	1個
29	ファーノ J インク プロトラウマキット	5107-RB モ デ ㍉5107 プ ㍉	2 個
30	ファーノ J インク 救急バッグ ト라우マキットⅡ	モ デ ㍉5103 プ ㍉	2 個
31	ファーノ ベーシットトラウマソフトバック	AK-500 ES-1048-006	3 個
32	日本船舶薬品 L I G H T メディカルウエストバッグ	ES-1048-034	2個
33	日本船舶薬品 自動膨張式救命浮環 ライフボールS	DR-1172-001	1個
34	日本光電 半自動除細動器 カルジオライフS	TEC-2603	1台
35	日本光電 記録器	WS-261V	1台
36	日本光電 リチウムイオンバッテリー	X233 SB-220V	1 個
37	日本光電 電源コード W	L945 BSM-4101 3Pア ㍉㍉㍉	1本
38	日本光電 S Dメモリーカード	Y154F QM-002D	1個
39	日本光電 ベッドサイドモニター 及び付属品	BSM-3562-Q91	1台
40	日本光電 心電図12誘導解析プログラム	QP-031P	1式
41	日本光電 バッテリーパック	X075 SB-671P	1個
42	日本光電 心電図誘導コード	K901 BJ-900P	1個
43	日本光電 3電極用電極リード	BR-963P	2 本
44	日本光電 C O 2 センサキット	P907 TG-920P キョウキセイイキナガ ㍉㍉	1セット
45	日本光電 フィンガーグローブ	TL-201T2 P225F 1.6m セイジ ㍉㍉㍉㍉	2本
46	日本光電 成人用カフ	S951D YP-713T ヒョウジ ョ㍉	1個
47	日本光電 小児用カフ	S951B YP-711T 13-18cm	1個
48	MM I デジタル手動血圧計 エレマーノ2	BP3AS1-3UJ	2台
49	MM I ペンライト L E D	MMI-907 ドウコウイキ	2個
50	コーケンメディカル J P 酸素変換アダプタ	KOM33JT	1個
51	テルモ メディセーフフィットスマイル	MS-FR501W	1台
52	新鋭工業 救急車定置型 酸素吸入装置オキシバック	NSYガ ㍉(OX-3S)	1台
53	日本光電 ワンタッチハンガー (マジック式) (5本入)	Y245 36cm	1袋
54	アコードインターN サムスリング2	SAM4122 スタンダ ㍉	2個
55	タムラテコ プラズマオゾン発生機	BT-03	1台
56	レッドレンザー P 7 R Core	P 7 R Core	3個
57	アイコム 特定小電力トランシーバー	IC-4350	3台
58	トランシーバー用 充電器		2 個
59	トランシーバー用 充電電池 (単三電池)		3 個

60	コーケンメディカル スタントF R P 複合容器8.4 L	KOM6684J	1 本
61	日本船舶薬品 流量計付減圧弁FLW II 型	BE-1007-015	2個
62	ヒュービディック 非接触体温計	AE-1013-032	1 個
63	コーケンメディカル 自動心肺蘇生器 C l o v e r 3 0 0 0 Ⅷ R I M E パッケージ式	KOM330PRP	1セット
64	コーケンメディカル C l o v e r 3 0 0 0 用背板	KOM3310	1枚
65	日本光電 ディスポオキシプローブ マルチYプローブ	TL-260T	3本
66	日本光電 TL-260Tクリップアダプタ	YS-087P9	2本
67	パルスオキシメータ パルスワンⅢ (オプション小児用プローブ付き)	PMP-135MBK	2個